



LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS

Pielikums akreditācijas apliecībai

Reģistrācijas Nr. LATAK-M-433-07-2011

Registration No. LATAK- M-433-07-2011

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.03.13.

Date of the accreditation decision: 2018.03.13.

Akreditācijas periods: 2015.02.20. – 2020.02.19.

Accreditation period: 2015.02.20. – 2020.02.19.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO 15189:2013

Accreditation standard: LVS EN ISO 15189:2013

Akreditētā instiūcija: SIA "Akadēmiskā histoloģijas laboratorija"

Accredited institution: SIA "Academic Histology Laboratory"

Juridiskā adrese (atrašanās vieta): Ilūkstes iela 45, Rīga, LV-1073

Legal address (location): Ilukstes street 45, Riga, LV-1073

Akreditācijas sfēra: elastīgā sfēra – audu histoloģiskā izmeklēšana

Accreditation scope: flexible scope – histological examination of tissue

Izmeklējumu joma Scope	Izmeklējumu tehnoloģija, princips - metodes/analizatora darbības princips Technology/ principle of examination	Izmeklējamais materiāls Examined material	Izmeklējums Examination	Metodes identifikācija Method identification
1	2	3	4	5
Histopatoloģija (Histopathology)	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar hematoksilīnu un eozīnu, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, hematoxylin and eosin staining, light microscopy</i>)	Formalīnā fiksēti audi (<i>Formalin fixed tissue</i>)	Histoloģiskā aina (<i>Histology</i>)	IM-01
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Romanovska Giemsas metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, apply to the slides, Romanowsky Giemsa staining, light microscopy</i>)	Formalīnā fiksēta kuņģa gļotāda (<i>Formalin fixed gastric mucosa</i>)	<i>H.pylori</i>	IM-01 (DA-07)

Histopatoloģija (Histopathology)	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar PAS metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, PAS staining, light microscopy</i>)	Formalīnā fiksēti audi (<i>Formalin fixed tissue</i>)	Sialomucīns, sēnītes (Candida u.c.) (<i>Syalomucin, fungi (Candida etc.)</i>)	IM-01 (DA-01)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Weigert Van Gison metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Weigert Van Gieson staining, light microscopy</i>)		Kolagēnās un elastīgās šķiedras (<i>Collagen and elastic fibers</i>)	IM-01 (DA-02)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Perls metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Perls staining, light microscopy</i>)		Hemosiderīns (<i>Hemosiderin</i>)	IM-01 (DA-03)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Kongo red metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Kongo red staining, light microscopy</i>)		Amiloīds (<i>Amyloid</i>)	IM-01 (DA-04)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Alcian zilā metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Alcian blue staining, light microscopy</i>)		Ģotas (<i>Mucus</i>)	IM-01 (DA-05)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Toluidīna metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Toluidine blue staining, light microscopy</i>)		Mastocīti (<i>Mast cells</i>)	IM-01 (DA-06)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar imūnhistoķīmijas metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, immunohistochemical staining, light microscopy</i>)		Specifiski antigēni (<i>Specific antigen</i>)	IM-01 (DA-08)
	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar AB-PAS metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Alcian blue PAS staining, light microscopy</i>)		Skābie un neitrālie mucīni (acidic and neutral mucins)	IM-01 (DA-9)

Histopatoloģija (<i>Histopathology</i>)	Ar formalīnu fiksētu audu, speciāli apstrādātu, uzklātu uz priekšmetstikliņa, krāsotu ar Grocott metodi, gaismas mikroskopija (<i>Formalin fixed tissue, specially handled, applied to the slides, Grocott staining, light microscopy</i>)	Formalīnā fiksēti audi (<i>Formalin fixed tissue</i>)	Sēnes (<i>fungi</i>)	IM-01 (DA-10)
--	---	--	---------------------------	---------------

Elastība attiecas uz metožu aktuālajām versijām (metožu saraksts AHL)

Flexibility refers to the actual versions of methods (List of methods AHL)